



Комплект вторичен гел-стандарт SpecCheck, хлор LR, DPD, 0 - 2,0 mg/L Cl₂

Продукт №: 2635300
BGN Цена: Свържете се с нас
Налично

Плътни и готови за употреба гел-стандарты за проверка на уреди в лабораторията и на полето.

Готовите за употреба комплекти вторичен стандарт SpecCheck включват четири 10 mL (1-инчови) запечатани стъклени клетки с празна проба и три различни стандарта в границите на типичния тестови диапазон, инструкции, пластмасова кутия и сертификат за анализ.

Стандартите SpecCheck са компютърно формулирани и са със срок на годност две години от датата на производството.

Спецификации

Инструмент:	Включва стойности за всички уреди
Концентрация:	0 – 2.0 mg/L Cl ₂
Метод, име:	DPD
Обем / опаковка, размер:	Комплект от 4 епруветки
Параметър:	Хлор