



NitriVer 3 Капсули с прахообразен реактив за определяне на нитрит, 0,02-0,30 mg/L NO₂⁻-N

Продукт №:

1406599

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично



Прахообразен реактив в запечатана опаковка за определяне на азот, нитрит. 25 mL проба, пак./100

Спецификации

Бр. тестове:	100
Измерване, диапазон:	0,002 - 0,300 mg/L NO ₂ ⁻ -N
Инструмент:	DR/2000, DR/3000
Метод, име:	Диазотизация
Метод, номер:	8507
Обем / опаковка, размер:	100 пак.
Платформа:	Прахови вложки