



Комплект за азот-амоняк, салицилат, 25 mL

Продукт №:

2243700

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично



Прахобразни реактиви в запечатана опаковка за определяне на азот, амоний (салицилатен метод).

Спецификации

Package size UOM:	25 ml
Бр. тестове:	100
Измерване, диапазон:	0,01 - 0,50 mg/L NO ₃ -N
Инструмент:	DR/4000, DR/3000, DR/2000
Метод, име:	Салицилат
Метод, номер:	8155
Параметър:	Ammonia
Платформа:	Прахови вложки