



Набор реактиви за определяне на амоний, Неслер, 0,02-2,50 mg/L NH₃-N

Продукт №:

2458200

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично



За определяне на амониев азот по метода на Неслер. Приблизително 250 теста.

Спецификации

EPA compliant:	Да
Бр. тестове:	250
Измерване, диапазон:	0,02 - 2,50 mg/L NH ₃ -N
Инструмент:	Всички освен DR/800 Series,
	РС II
Метод, име:	Неслер
Метод, номер:	8038
Параметър:	Ammonia
Платформа:	Разтвор