



PP реактив NitriVer 2 за нитрит, 5 mL, оп./100

Продукт №:

181369

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично



Прахобразен реактив в запечатани опаковки за определяне на нитрит с висок диапазон (до 250 mg/L NO₂).

За определяне на нитрит с висок диапазон по метода на редукция с железен сулфат. Размер на пробата: 5 mL. Оп./100 капсули с прахообразен реактив.

Спецификации

Метод, име:	Железен сулфат
Обем / опаковка, размер:	100 /пак.
Платформа:	Прахови вложки