



Набор реактиви за фосфонат, капсули с прахообразен реактив, 0,02 - 125 mg/L PO₄

Продукт №:

2429700

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично



Прахообразни реактиви в запечатани опаковки за определяне на съединения на фосфонат по метода на UV персулфатна оксидация.

Спецификации

Бр. тестове:	100
Измерване, диапазон:	0,02 - 2,50 mg/L PO ₄
Инструмент:	Всички освен DR/820
Метод, име:	Персулфатна UV оксидация
Метод, номер:	8007
Описание:	Набор реактиви за фосфонат
Параметър:	Фосфонати
Платформа:	Прахови вложки
Специални бележки:	Наборът съдържа: капсули с прахообразен реактив за калиев персулфат (2084769), капсули с прахообразен реактив PhosVer 3 (2106069)
Условия на съхранение:	От 10 °C до + 25°C