



Капсули с прахообразен реактив PhosVer 3 за фосфат (оп./100)

Продукт №:

220999

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично



Прахообразен реактив в запечатани опаковки за определяне на фосфат, метод с аскорбинова киселина. За проби от 5 mL.

Спецификации

Бр. тестове:	100
Метод, име:	Аскорбинова киселина
Обем / опаковка, размер:	100 /пак.
Параметър:	Фосфат
Платформа:	Прахови вложки