



Фосфат, общ и орто, TNT, 0,06 – 3,5 mg/L PO₄

Продукт №:

2742745

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично



Кюветен тест (Ø 16 mm), окомплектован с всички реактиви, оптимизиран за получаване на надеждни резултати от измерванията и лесна работа. TNT = Test 'N Tube (тест и епруветка)

Продуктите TNT от 16 mm могат да бъдат оценени само на версия DR900. Ако имате въпроси, се свържете с вашия екип по техническа поддръжка.

Спецификации

Parameter:	Total & Acid Hydrolyzable
Бр. тестове:	25 – 50
Измерване, диапазон:	0,06 – 5,00 mg/L PO ₄
Метод, име:	Аскорбинова киселина
Метод, номер:	8180
Параметър:	Фосфат, орто + общ
Платформа:	Test 'N Tube
Специални бележки:	Продуктите TNT от 16 mm могат да бъдат оценени само на версия DR900. Ако имате въпроси, се свържете с вашия екип по техническа поддръжка.
Хидролиза, изисквана:	Да