



Ортофосфат, TNT, 1,0 – 100 mg/L PO₄

Продукт №:

2767345

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично



Кюветен тест (Ø 16 mm), окомплектован с всички реактиви, оптимизиран за получаване на надеждни резултати от измерванията и лесна работа. TNT = Test 'N Tube (тест и епруветка)

Продуктите TNT от 16 mm могат да бъдат оценени само на версия DR900. Ако имате въпроси, се свържете с вашия екип по техническа поддръжка.

Спецификации

Parameter: Reactive (Orthophosphate)

Бр. тестове: 25 – 50

Измерване, диапазон: 1,0 – 100,0 mg/L PO₄

Метод, име: Молибдованадат

Метод, номер: 8114

Параметър: Фосфат, орто

Платформа: Test 'N Tube

Специални бележки: Продуктите TNT от 16 mm могат да бъдат оценени само на версия DR900. Ако имате въпроси, се свържете с вашия екип по техническа поддръжка.