



Разтвор за реактив за молибдованадат (500 mL)

Продукт №:

2076049

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично



За определяне на ортофосфат, 0,3 - 45,0 mg/L PO₄

Спецификации

Бр. тестове:	250
Измерване, диапазон:	0,3 – 45,0 mg/L PO ₄
Инструмент:	Всички освен DR/850, DR/820, PC II
Метод, име:	Молибдованадат
Метод, номер:	8114
Обем / опаковка, размер:	500 mL
Параметър:	Фосфор
Платформа:	Разтвор