



Капсули с прахообразен реактив за фосфат 0,02 - 2,50 mg/L PO₄

Продукт №:

2106028

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично



Прахообразен реактив в запечатани опаковки за определяне на орто фосфат. За проби от 10mL; пак./1000.

Спецификации

EPA compliant:	Да
Бр. тестове:	1000
Измерване, диапазон:	0,02 - 2,50 mg/L PO ₄
Инструмент:	Всички освен DR/820
Метод, име:	Аскорбинова киселина
Метод, номер:	8048
Обем / опаковка, размер:	1000 /пак.
Параметър:	Фосфат, реактив
Платформа:	Прахови вложки