



Citric Acid / Surfactant Reagent for Silica analysis, 2.9 L

Продукт №:

2347003

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично



Citric Acid / Surfactant Reagent (2.9 L) used in the Series 5000 Silica Analyser.

Спецификации

Измерване, диапазон:	N/A
Инструмент:	5500sc Silica
Обем / опаковка, размер:	2.9 L
Параметър:	Silica
Условия на съхранение:	Keep containers tightly closed in a dry, cool and well-ventilated place. Protect from moisture.