



SULFURIC ACID STD SOLN 2.9L

Продукт №:

244903

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Не е показана дата на доставка



Sulfuric Acid Solution, 5.25 N, 2.9L, for S5000 Phosphate and Hydrazine

Спецификации

Измерване, диапазон:

N/A

Инструмент:

5000 Phosphate

Концентрация:

5.25 N

Обем:

2.9 L

Параметър:

Phosphate

Условия на съхранение:

Keep containers tightly closed in a dry, cool and well-ventilated place. Protect from moisture.