




Прахообразен индикатор DPD, свободен + общ, 24 g

Продукт №:

2297255

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично



За анализатор на хлор CL17/CL17sc

Спецификации

Бр. тестове:	450
Измерване, диапазон:	Неприложимо
Инструмент:	CL17/CL17sc
Параметър:	Хлор, свободен
Платформа:	Jar
Условия на съхранение:	Дръжте контейнерите плътно затворени на сухо хладно място с добра вентилация. Предпазвайте от влага.