



Буферен разтвор за свободен хлор за анализатор на хлор CL17/CL17sc (473 mL)

Продукт №: 2314111
BGN Цена: Свържете се с нас
Налично

Спецификации

Бр. тестове:	450
Измерване, диапазон:	Неприложимо
Инструмент:	CL17/CL17sc
Параметър:	Хлор, свободен
Платформа:	Разтвор
Условия на съхранение:	Дръжте контейнерите плътно затворени на сухо хладно място с добра вентилация. Предпазвайте от влага.