



Комплект реактиви за общ хлор за анализатор на хлор CL17/CL17sc

Продукт №:

2557000

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично

Опасен



Създаден така, че да отговаря на най-строгите стандарти за качество

Комплектът реактиви за общ хлор се използва с анализаторите CL17/CL17sc на Hach, както и при обемни методи за анали. Реактивите на Hach осигуряват гарантирано точни и устойчиви резултати.

Комплектът реактиви за общ хлор се състои от:

- Една 24-грамова бутилка със съединение DPD
- Една бутилка от 473 mL с индикаторен разтвор за общ хлор
- Една бутилка от 473 mL с буферен разтвор за общ хлор

Искате ли да опростите повторното поръчване на реактиви? Попитайте Вашия представител на Hach за нашата удобна и лесна програма за автоматична доставка на реактивите CL17 и комплектите реактиви на Hach.

*Този продукт не е оценен за тестване за хлор и хлорамина в медицински приложения в Съединените щати.

Спецификации

Бр. тестове:	450
Измерване, диапазон:	0,03 - 5,00 mg/L Cl_2 за CL17, 0,03 - 10,00 mg/L Cl_2 за CL17sc
Инструмент:	CL17/CL17sc
Какво има в кутията:	Съединение DPD, 24 g
	Индикаторен разтвор за общ хлор, 473 mL
	Буферен разтвор за общ хлор, 473 mL
Метод, име:	DPD
Метод, номер:	8370
Параметър:	Хлор, общ
Условия на съхранение:	Дръжте контейнерите плътно затворени на сухо хладно място с добра вентилация. Предпазвайте от влага.

Какво има в кутията

Съединение DPD, 24 gИндикаторен разтвор за общ хлор, 473 mLБуферен разтвор за общ хлор, 473 mL