



Chlorine Standard, 100-130 mg / L 20 mL Amp

Продукт №:	2835801
EUR Цена:	Свържете се с нас
Налично	

This chlorine standard can be diluted down to verify the accuracy of the CL17 chlorine analyser or create a separate calibration curve. Under normal circumstances, a separate calibration curve is not required for the CL17. Package of one 20 mL ampule.

Спецификации

Измерване, диапазон:	N/A
Инструмент:	CL17
Условия на съхранение:	Keep refrigerated.

Задължителни аксесоари

- Защитни ръкавици, размер L, сини, нитрил, без пудра, 50 броя (Item SM743L)