



Капсули с прахообразен реактив за бор, 0,2-14,0mg/L B

Продукт №: 1417099
BGN Цена: Свържете се с нас
Налично

Прахообразен реактив в запечатани опаковки за определяне на бор с метод с кармин. пак./100.

Спецификации

Бележка под линия:	*Generally, the DR 5000 performs the same methods as the DR/4000. The DR 2800 performs the same methods as the DR 2700, DR/2500, and DR/2400. Some exceptions do exist.
Бр. тестове:	100
Измерване, диапазон:	0,2 - 14,0 mg/L B
Инструмент:	All except DR/800, PC II
Метод, име:	Carminе
Метод, номер:	8015
Обем / опаковка, размер:	100 pk
Параметър:	Boron