



Реактив за хром, ACCUVAC, 0,010-0,700 mg/L Cr (VI)

Продукт №: 2505025

Опасен

ОСТАРЯЛ АРТИКУЛ

Този артикул вече не е наличен.



Предложени артикули за замяна:

- 1271099

Ампулите ACCUVAC съдържат точното количество реактив за еднократен тест и могат да бъдат използвани като кювети за измерванията. За определяне на хром, шествалентен. Опаковка от 25 ампули.

Спецификации

ЕРА compliant:	Да
Бр. тестове:	25
Измерване, диапазон:	0,010 - 0,700 mg/L Cr ⁶⁺
Инструмент:	All except DR/850, DR/820
Метод, име:	1,5-Diphenylcarbohydrazide
Метод, номер:	8023
Обем / опаковка, размер:	25 /пак.
Параметър:	Chromium
Платформа:	Accuvac