



Hardness Reagent Set, 8-1000 µg/L Ca & Mg as CaCO₃

Продукт №:

2603100

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично



For Ultra Low Range Hardness determination, Chlorophosphonazo Method.

Спецификации

Бр. тестове:	100
Измерване, диапазон:	8 - 1000 µg/L CaCO ₃
Инструмент:	All except DR/800, PC II
Метод, име:	Chlorophosphonazo
Метод, номер:	8374
Параметър:	Hardness
Платформа:	Разтвор
Специална функция:	Reagent set, Pillows