



TitraVer EDTA hardness titrant, 0.020 N, 1L

Продукт №:	20553
BGN Цена:	Свържете се с нас
Налично	

Titrant for the determination of hardness, 0-5000 mg/L CaCO₃. 1 liter bottle.

Спецификации

EPA compliant:	Да
Бр. тестове:	40 - 100
Измерване, диапазон:	0 - 5000 mg/L CaCO ₃
Метод, име:	EDTA Titration
Обем / опаковка, размер:	1000 mL
Параметър:	Calcium and Total Hardness
Платформа:	Разтвор