



Капсули с прахообразен индикатор за твърдост ManVer 2, 100 броя, АРНА

Продукт №:

92899

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично



Прахообразен реактив в запечатани опаковки за тестови китове за твърдост.

ManVer 2 (калмагит) индикатор за твърдост, за определяне на твърдост и хеланти чрез титруване. Опаковка от 100 капсули с прахообразен реактив

Спецификации

Метод, име:

Титруване с EDTA

Обем / опаковка, размер:

100/пак.

Параметър:

Обща твърдост, хелатообразуващ агент

Платформа:

Прахови вложки