



Капсули с буфер с хранителни вещества за определяне на BOD, 300 mL, 50/опакровка

Продукт №: 1416066
BGN Цена: Свържете се с нас
Налично

Реактиви за определяне на BOD

За подготовка на разтворена вода BOD5. Всяка капсула съчетава указани от APHA буфер и хранителни вещества за подготовка на 300 mL вода за разреждане. Опаковка от 50 капсули.

Спецификации

Package settings:	Капсули с прахообразен реактив
Единица:	50/pk
Обем / опаковка, размер:	50 бр.
	300 mL/капсула
Описание:	Хранителни вещества и буфер
Параметър:	BOD
Платформа:	Прахови вложки
Приложение:	Подготовка на вода за разреждане
Формула:	Хранителни вещества и буфер

Задължителни аксесоари

- Seed Inoculum за BOD, Polyseed, опаковка/50 капсули (Item 2918700)
- Стандартен разтвор за BOD, 300 mg/L, опаковка/16 – 10-mL ампули Voluette (Item 1486510)
- Инхибитор на нитрификация за BOD, формула 2533, TCMP, 35 g (Item 253335)