



Разтвор за пълнене, референтен, 3 М KCl, 250 mL

Продукт №:	LZW9500.99
BGN Цена:	Свържете се с нас
Налично	

Разтвор за пълнене за референтен елемент на електрод, калиев хлорид (KCl), 3 М, 250 mL бутилка

Спецификации

Formula:	KCl 3M
Solution Type:	Повторно пълнене
Обем / опаковка, размер:	250 mL
Описание:	RHC805, 5014T, 5021T, 5057, 5208, 5209, 5015T
Платформа:	Разтвор