



Разтвор за пълнене, референтен, 3 М KCl с AgCl, 100 mL

Продукт №:	S21M004
BGN Цена:	Свържете се с нас
Налично	

Разтвор за пълнене за референтен елемент на електрод, калиев хлорид (KCl) с наситен AgCl, 3 М, 100 mL бутилка

Спецификации

Formula:	KCl 3M и AgCl насищане
Solution Type:	Повторно пълнене
Концентрация:	3 М KCl, наситен с AgCl
Обем / опаковка, размер:	100 mL
Описание:	МТС301, РНС301
Платформа:	Разтвор