



M291Ag Metal electrode for silver halides titration

Продукт №:

E34M002

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично

With screw cap. Sensing element silver rod, salt-bridge solution saturated K_2SO_4 . Temperature range 0-80°C.

Спецификации

Гаранция:	6 месеца
Електрод, тип:	M291Ag
Какво има в кутията:	Includes: Radiometer Analytical M291Ag-9 metal electrode with Certificate of Conformity.

Какво има в кутията

Includes: Radiometer Analytical M291Ag-9 metal electrode with Certificate of Conformity.