



Набор реактиви, разтворен кислород, бюрета, проба от 300 mL

Продукт №:

2351400

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Не е показана дата на доставка



Реактиви за определяне на разтворен кислород чрез титриране по метода на Винклер

За определяне на разтворен кислород по метода на Винклер (модификация на азидите) и титриране с бюрета. Диапазон: до 10 mg/L като DO. Размер на пробата: 300-mL. Съдържа реактиви за 100 теста.

Спецификации

EPA compliant:	Да
Бр. тестове:	100
Измерване, диапазон:	1 - > 10 mg/L O ₂
Метод, номер:	8229
Специална функция:	Набор реактиви за разтворен кислород, бюрета, 300 mL