



Респирометрични капсули с буфер с хранителни вещества за определяне на BOD, опаковка/50

Продукт №: 2962266
BGN Цена: Свържете се с нас
Налично

За използване с апарат BODTrak II. Отговаря на изискванията на стандартните методи 5210 D. Използвайте една капсула на бутилка за проба. Включено с апарата BODTrak II (2952400) и набора реагенти BODTrak II с бутилки (2952440).

Спецификации

Package settings:	Капсули с прахообразен реактив
Обем / опаковка, размер:	50 бр.
	1 капсула/бутилка
Описание:	Хранителни вещества и буфер
Приложение:	BODTrak II
Формула:	Хранителни вещества и буфер