



Накрайници за пипети, пипета Tensette 1970001, 0,1 - 1,0 mL, пак./1000

Продукт №:

2185628

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично

Извършете точно и икономично пипетиране с пипети Tensette на Hach . Едноканалните пипети с въздушно изместване се предлагат в два модела: обеми от 0,1 - 1,0 mL (с деления от 0,1 mL) или от 1,0 - 10,0 mL (с деления от 1,0 mL). Избор на обем с просто завъртане на купола.

Спецификации

Обем / опаковка, размер:

1000 /пак.