



## Приложен пакет за титруване за вода: Са и Mg твърдост (ISE)

Продукт №: AP0003.AT1112  
BGN Цена: Свържете се с нас  
Не е показана дата на доставка

Приложен пакет за определяне на калциева и магнезиева твърдост във вода. Подходящ за автоматичен титратор серия Titralab AT1000, модели AT1112/AT1122/AT1222.

---

### Спецификации

|                         |                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вид:                    | Application Pack                                                                                                                                                                                        |
| Гаранция:               | 24 месеца                                                                                                                                                                                               |
| Какво има в кутията:    | Приложният пакет съдържа стъклена спринцовка, пластмасови лабораторни съдове, магнитна бъркалка, предварително програмирано приложение на USB-памет, електрод, конусен преходник, запушалка за бутилки. |
| Параметър:              | Са и Mg твърдост (ISE)                                                                                                                                                                                  |
| Приложение:             | Municipal Applications                                                                                                                                                                                  |
| Съвместими инструменти: | AT1112<br>AT1122<br>AT1222                                                                                                                                                                              |

---

### Какво има в кутията

Приложният пакет съдържа стъклена спринцовка, пластмасови лабораторни съдове, магнитна бъркалка, предварително програмирано приложение на USB-памет, електрод, конусен преходник, запушалка за бутилки.