



Приложен пакет за титруване за вода: обща твърдост (цвят)

Продукт №: **AP0004.AT1112**
BGN Цена: **Свържете се с нас**
Не е показана дата на доставка

Приложен пакет за определяне на обща твърдост във вода. Подходящ за автоматичен титратор серия Titralab AT1000, модели AT1112/AT1122/AT1222.

Спецификации

Вид:	Application Pack
Гаранция:	24 месеца
Какво има в кутията:	Приложният пакет съдържа стъклена спринцовка, пластмасови лабораторни съдове, магнитна бъркалка, предварително програмирано приложение на USB-памет, електрод, конусен преходник, запушалка за бутилки.
Параметър:	обща твърдост (цвят)
Приложение:	Municipal Applications
Съвместими инструменти:	AT1112
	AT1122
	AT1222

Какво има в кутията

Приложният пакет съдържа стъклена спринцовка, пластмасови лабораторни съдове, магнитна бъркалка, предварително програмирано приложение на USB-памет, електрод, конусен преходник, запушалка за бутилки.