



Приложен пакет за титруване за вода: рН, алкалност и твърдост (ISE)

Продукт №: **AP0005.AT1222**

BGN Цена: **Свържете се с нас**

Не е показана дата на доставка

Приложен пакет за определяне на рН, алкалност и калциева и магнезиева твърдост във вода. Подходящ за автоматичен титратор серия Titralab AT1000, модел AT1222.

Спецификации

Вид:	Application Pack
Гаранция:	24 месеца
Какво има в кутията:	Приложният пакет съдържа стъклена спринцовка, пластмасови лабораторни съдове, магнитна бъркалка, предварително програмирано приложение на USB-памет, електрод, конусен преходник, запушалка за бутилки, стъклена бутилка 1 L.
Параметър:	рН/алкалност и твърдост
Приложение:	Municipal Applications
Съвместими инструменти:	AT1222

Какво има в кутията

Приложният пакет съдържа стъклена спринцовка, пластмасови лабораторни съдове, магнитна бъркалка, предварително програмирано приложение на USB-памет, електрод, конусен преходник, запушалка за бутилки, стъклена бутилка 1 L.