



Приложен пакет за титруване амперометричен : свободен и общ хлор, хлорен диоксид, хлорит, сулфит (Autocat)

Продукт №: AP0007.AT1122
BGN Цена: Свържете се с нас
Доставка до 2 седмици

Приложен пакет за титруване амперометричен : свободен и общ хлор, хлорен диоксид, хлорит, сулфит (Autocat). Подходящ за автоматичен титратор серия Titralab AT1000, модели AT1122/AT1222.

Спецификации

Вид:	Application Pack
Гаранция:	24 месеца
Какво има в кутията:	Приложният пакет съдържа стъклена спринцовка, магнитна бъркалка, предварително програмирано приложение на USB-памет, електрод, конусен преходник, запушалка за бутилки.
Параметър:	свободен и общ хлор, хлорен диоксид, хлорит, сулфит (AutoCAT)
Приложение:	Municipal Applications
Съвместими инструменти:	AT1122 AT1222

Какво има в кутията

Приложният пакет съдържа стъклена спринцовка, магнитна бъркалка, предварително програмирано приложение на USB-памет, електрод, конусен преходник, запушалка за бутилки.