



Приложен пакет за титруване за храни и напитки: рН и обща киселинност

Продукт №: **AP0008.AT1102**
BGN Цена: **Свържете се с нас**
Доставка до 2 седмици

Приложен пакет за определяне на рН и обща киселинност в храни и напитки. Подходящ за автоматичен титратор серия Titralab AT1000, модели AT1102/AT1112/AT1122/AT1222.

Спецификации

Вид:	Application Pack
Гаранция:	24 месеца
Какво има в кутията:	Приложният пакет съдържа стъклена спринцовка, пластмасови лабораторни съдове, магнитна бъркалка, предварително програмирано приложение на USB-памет, електрод, конусен преходник, запушалка за бутилки.
Параметър:	рН, обща киселинност
Приложение:	Инсталации за храни и напитки
Съвместими инструменти:	AT1102
	AT1112
	AT1122
	AT1222

Какво има в кутията

Приложният пакет съдържа стъклена спринцовка, пластмасови лабораторни съдове, магнитна бъркалка, предварително програмирано приложение на USB-памет, електрод, конусен преходник, запушалка за бутилки.