



Приложен пакет за титруване, храни и напитки: pH, обща киселинност и SO₂ във вино

Продукт №: AP0013.AT1222
BGN Цена: Свържете се с нас
Доставка до 2 седмици

Приложен пакет за определяне на pH, обща киселинност и свободен и общ SO₂ във вино. Подходящ за автоматичен титратор серия Titralab AT1000, модел AT1222.

Спецификации

Вид:	Application Pack
Гаранция:	24 месеца
Какво има в кутията:	Приложният пакет съдържа стъклена спринцовка, пластмасови лабораторни съдове, магнитна бъркалка, предварително програмирано приложение на USB-памет, електрод, конусен преходник, запушалка за бутилки, стъклена бутилка 1 L.
Параметър:	pH, обща киселинност, свободен и общ SO ₂ във вино
Приложение:	Инсталации за храни и напитки
Съвместими инструменти:	AT1222

Какво има в кутията

Приложният пакет съдържа стъклена спринцовка, пластмасови лабораторни съдове, магнитна бъркалка, предварително програмирано приложение на USB-памет, електрод, конусен преходник, запушалка за бутилки, стъклена бутилка 1 L.