



Приложен пакет за титруване Карл Фишер: влагосъдържание

Продукт №:	AP0014.KF1121
BGN Цена:	Свържете се с нас
Доставка до 2 седмици	

Приложен пакет за определяне на влагосъдържание (метод на Карл Фишер). Подходящ за серия Titralab KF1000, автоматичен титратор модел KF1121.

Спецификации

Вид:	Application Pack
Гаранция:	24 месеца
Какво има в кутията:	Приложният комплект включва стъклена спринцовка, пластмасови лабораторни съдове, магнитна бъркалка, предварително програмирано приложение на USB-памет, електрод, конусен преходник, запушалка за бутилки.
Параметър:	Влагосъдържание (Карл Фишер)
Приложение:	Приложение за измерване на влагосъдържание
Съвместими инструменти:	KF1121

Какво има в кутията

Приложният комплект включва стъклена спринцовка, пластмасови лабораторни съдове, магнитна бъркалка, предварително програмирано приложение на USB-памет, електрод, конусен преходник, запушалка за бутилки.