



Приложен пакет за титруване в нефтохимическата промишленост: TAN (общо киселинно число)

Продукт №: AP0015.AT1102
BGN Цена: Свържете се с нас
Не е показана дата на доставка

Приложен пакет за определяне на общото киселинно число в нефтохимическата промишленост. Подходящ за автоматичен титратор серия Titralab AT1000, модели AT1102/AT1112/AT1122/AT1222.

Спецификации

Вид:	Application Pack
Гаранция:	24 месеца
Какво има в кутията:	Приложният пакет съдържа стъклена спринцовка, пластмасови лабораторни съдове, магнитна бъркалка, предварително програмирано приложение на USB-памет, електрод, конусен преходник, запушалка за бутилки, стъклена бутилка 1 L.
Параметър:	TAN (общо киселинно число)
Приложение:	Инсталации в нефтохимическата промишленост
Съвместими инструменти:	AT1102
	AT1112
	AT1122
	AT1222

Какво има в кутията

Приложният пакет съдържа стъклена спринцовка, пластмасови лабораторни съдове, магнитна бъркалка, предварително програмирано приложение на USB-памет, електрод, конусен преходник, запушалка за бутилки, стъклена бутилка 1 L.