



Addista Моно-стандарт за кюветен тест за хлор LCK310

Продукт №:	LCA310
BGN Цена:	Свържете се с нас
Налично	

Контролна стандартна система за аналитично осигуряване на качеството (AQA, от англ. Analytical Quality Assurance), за кюветен тест за хлор

Спецификации

Концентрация:	25 – 30 mg/L Cl ₂
Описание:	Стандартен моноразтвор за свободен хлор
Параметър:	Хлор
Платформа:	LCA
Специални бележки:	Поради свързани с производството фактори концентрацията на стандарта е между 25-30 mg/l Cl ₂ . Номиналната стойност - след извършването на процедурата - е показана в приложения сертификат на теста.
Условия на съхранение:	2 - 8 °C (да се съхранява в хладилник)