



## Addista Моно-стандарт за кюветен тест за определяне на BOD LCK555

Продукт №:

LCA555

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично



Контролна стандартна система за аналитично осигуряване на качеството (AQA), за кюветен тест за BOD

### Спецификации

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| Концентрация:          | 200 mg/L O <sub>2</sub>                |
| Описание:              | моностандартен разтвор                 |
| Параметър:             | BOD                                    |
| Платформа:             | LCA                                    |
| Условия на съхранение: | 2 - 8 °C (да се съхранява в хладилник) |