



Addista Мултипараметърен стандартен разтвор

Продукт №:	LCA701
BGN Цена:	Свържете се с нас
Налично	

Система за аналитично осигуряване на качеството (АQA), състояща се от един комбиниран стандартен/подсилващ разтвор и два разтвора за round robin (кръгов) тест.

Приложима за кюветните тестове

LCK306 олово, 0,1-2,0 mg/L Pb

LCK321 желязо, 0,2-6,0 mg/L Fe

LCK329 мед, 0,1-8,0 mg/L Cu

LCK337 никел, 0,1-6,0 mg/L Ni

LCK353 сулфат, 150-900 mg/L SO₄

LCK360 цинк, 0,2-6,0 mg/L Zn

Увереност във вашите резултати

Постоянното документиране на мерките за аналитично осигуряване на качеството с използване на системата Addista потвърждава достоверността на резултатите от вашите тестове на водата.

По-малко усложнения

Всеки стандартен разтвор Addista съдържа няколко параметъра. Това намалява значително броя на шишенцата със стандарти с един параметър във вашата лаборатория.

По-малко източници на грешки

Разтворите Addista са лесни за употреба с кюветния тест LCK на Hach. Тъй като няма нужда от разреждане, това намалява времето, прекарано в ръчно опериране, и елиминира допълнителен източник на грешки при анализиране на стандартните разтвори.

Спецификации

Описание:	мултипараметърен стандартен разтвор
Платформа:	LCA
Условия на съхранение:	2 - 8 °C (да се съхранява в хладилник)