



Addista Мултипараметърен стандартен разтвор

Продукт №:	LCA702
BGN Цена:	Свържете се с нас
Налично	

Система за аналитично осигуряване на качеството (АQA), състояща се от един комбиниран стандартен/подсилващ разтвор и два разтвора за round robin (кръгов) тест.

Приложима за кюветните тестове

LCK301 алуминий, 0,02-0,5 mg/L Al

LCK308 кадмий, 0,02-0,3 mg/L Cd

LCK313 хром (VI), 0,03-1,0 mg/L Cr

LCK313 хром (общ), 0,03-1,0 mg/L Cr

LCK353 сулфат, 150-900 mg/L SO₄

Увереност във вашите резултати

Постоянното документиране на мерките за аналитично осигуряване на качеството с използване на системата Addista потвърждава достоверността на резултатите от вашите тестове на водата.

По-малко усложнения

Всеки стандартен разтвор Addista съдържа няколко параметъра. Това намалява значително броя на шишенцата със стандарти с един параметър във вашата лаборатория.

По-малко източници на грешки

Разтворите Addista са лесни за употреба с кюветния тест LCK на Hach. Тъй като няма нужда от разреждане, това намалява времето, прекарано в ръчно опериране, и елиминира допълнителен източник на грешки при анализиране на стандартните разтвори.

Спецификации

Описание:	мултипараметърен стандартен разтвор
Платформа:	LCA
Условия на съхранение:	2 - 8 °C (да се съхранява в хладилник)