



Addista Мултипараметърен стандартен разтвор

Продукт №:	LCA703
BGN Цена:	Свържете се с нас
Налично	

Система за аналитично осигуряване на качеството (АQA), състояща се от един комбиниран стандартен/подсилващ разтвор и два разтвора за round robin (кръгов) тест.

Приложима за кюветните тестове

<TableBullet/>LCK049 ортофосфат, 1,6-30 mg/L PO₄-P

<TableBullet/>LCK114 COD, 150-1000 mg/L O₂

<TableBullet/>LCI400 COD, 0-1000 mg/L O₂

<TableBullet/>LCK303 амоний, 2-47 mg/L NH₄-N

<TableBullet/>LCK311 хлорид, 1-70 mg/L Cl

<TableBullet/>LCK339 нитрат, 0,23-13,5 mg/L NO₃-N

<TableBullet/>LCK350 фосфат (орто), 2-20 mg/L PO₄-P

<TableBullet/>LCK353 сулфат, 150-900 mg/L SO₄

<TableBullet/>LCK386 TOC, 30-300 mg/L C

Увереност във вашите резултати

Постоянното документиране на мерките за аналитично осигуряване на качеството с използване на системата Addista потвърждава достоверността на резултатите от вашите тестове на водата.

По-малко усложнения

Всеки стандартен разтвор Addista съдържа няколко параметъра. Това намалява значително броя на шишенцата със стандарти с един параметър във вашата лаборатория.

По-малко източници на грешки

Разтворите Addista са лесни за употреба с кюветния тест LCK на Hach. Тъй като няма нужда от разреждане, това намалява времето, прекарано в ръчно опериране, и елиминира допълнителен източник на грешки при анализиране на стандартните разтвори.

Спецификации

Описание:	мултипараметърен стандартен разтвор
Платформа:	LCA

Условия на съхранение:

2 - 8 °C (да се съхранява в хладилник)