



Addista Мултипараметърен стандартен разтвор

Продукт №:

LCA704

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично

Тестване на качеството на водата. Колко често проверявате дали вашите аналитични резултати са винаги верни?

Система за аналитично осигуряване на качеството (АQA), състояща се от един комбиниран стандартен/подсилващ разтвор и два разтвора за round robin (на кръгов принцип) тест.

Приложим за кюветните тестове:

- LCK153 сулфат, 40 – 150 mg/L SO₄
- LCK305 амоний, 1 – 12 mg/L NH₄-N
- LCK311 хлорид, 1 – 70 mg/L Cl
- LCK314 COD, 15 – 150 mg/L O₂
- LCK340 нитрат, 5 – 35 mg/L NO₃-N
- LCK349 фосфат (орто), 0,05 – 1,5 mg/L PO₄-P
- LCK385 OOB, 3 – 30 mg/L C

Увереност във вашите резултати

Постоянното документиране на мерките за аналитично осигуряване на качеството с използване на системата Addista потвърждава достоверността на резултатите от вашите тестове на водата.

По-малко усложнения

Всеки стандартен разтвор Addista съдържа няколко параметъра. Това намалява значително броя на шишенцата със стандарти с един параметър във вашата лаборатория.

По-малко източници на грешки

Разтворите Addista са лесни за употреба с кюветния тест LCK на Hach. Тъй като няма нужда от разреждане, това намалява времето, прекарано в ръчно опериране, и елиминира допълнителен източник на грешки при анализиране на стандартните разтвори.

Спецификации

Описание:

Addista Мултипараметърен стандартен разтвор

Платформа:

LCA

Условия на съхранение:

2 - 8 °C (да се съхранява в хладилник)