



Addista Мултипараметърен стандартен разтвор

Продукт №:	LCA706
BGN Цена:	Свържете се с нас
Налично	

Система за аналитично осигуряване на качеството (АQA), състояща се от един комбиниран стандартен/подсилващ разтвор и два разтвора за round robin (кръгов) тест.

Приложима за тестовете

LCK521 следи от желязо, 0,01-1,0 mg/L Fe

LCK529 следи от мед, 0,01-1,0 mg/L Cu

LCK537 следи от никел, 0,05-1,0 mg/L Ni

LCW032 манган, 0,02-5,0 mg/L Mn

Увереност във вашите резултати

Постоянното документиране на мерките за аналитично осигуряване на качеството с използване на системата Addista потвърждава достоверността на резултатите от вашите тестове на водата.

По-малко усложнения

Всеки стандартен разтвор Addista съдържа няколко параметъра. Това намалява значително броя на шишенцата със стандарти с един параметър във вашата лаборатория.

По-малко източници на грешки

Разтворите Addista са лесни за употреба с кюветния тест LCK на Hach. Тъй като няма нужда от разреждане, това намалява времето, прекарано в ръчно опериране, и елиминира допълнителен източник на грешки при анализиране на стандартните разтвори.

Спецификации

Описание:	мултипараметърен стандартен разтвор
Платформа:	LCA
Условия на съхранение:	2 - 8 °C (да се съхранява в хладилник)