



Addista Мултипараметърен стандартен разтвор

Продукт №:	LCA708
BGN Цена:	Свържете се с нас
Налично	

Система за аналитично осигуряване на качеството (АQA), състояща се от един комбиниран стандартен/подсилващ разтвор и два разтвора за round robin (кръгов) тест.

Приложима за кюветните тестове

LCK338 LATON, 20-100 mg/L TN_b

LCK514 COD, 100-2000 mg/L O₂

LCK350 фосфат (общ), 2-20 mg/L PO₄-P

Увереност във вашите резултати

Постоянното документиране на мерките за аналитично осигуряване на качеството с използване на системата Addista потвърждава достоверността на резултатите от вашите тестове на водата.

По-малко усложнения

Всеки стандартен разтвор Addista съдържа няколко параметъра. Това намалява значително броя на шишенцата със стандарти с един параметър във вашата лаборатория.

По-малко източници на грешки

Разтворите Addista са лесни за употреба с кюветния тест LCK на Hach. Тъй като няма нужда от разреждане, това намалява времето, прекарано в ръчно опериране, и елиминира допълнителен източник на грешки при анализиране на стандартните разтвори.

Спецификации

Описание:	Мултипараметърен стандартен разтвор
Платформа:	LCA
Условия на съхранение:	2 - 8 °C (да се съхранява в хладилник)