



Кюветен тест за определяне на COD - ISO 15705, 0-1000 mg/L O₂, 24 теста

Продукт №:

LCI400

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично

Опасен



Кюветни тестове на Hach: минимални количества реактиви, максимална безопасност.

Предварително дозирани реактиви за максимална безопасност. Лесни за употреба и фотометрична оценка, опаковани в напълно окомплектована кутия. Официално одобрени за разрешените граници. Щадящи околната среда благодарение на по-малкото количество химикали.

Точни концентрации на одобрената по ISO формула

Изключително точен

Предварително дозирани и готови за употреба

Няма контакт с токсичен реактив

Служба за обезвреждане/рециклиране

Спецификации

Standard method:	ISO 15705
Бр. тестове:	24 тестове, един празен
Измерване, диапазон:	0 - 1000 mg/L O ₂
Инструмент:	DR3900, DR6000, DR1900
Метод, име:	Дихромат
Описание:	Химична потребност от кислород
Параметър:	COD
Платформа:	LCK
Условия на съхранение:	15 - 25 °C (да се пази от светлина)
Хидролиза, изисквана:	Да