



Кюветен тест за ортофосфат 1,6 - 30 mg/L PO₄-P, 25 теста

Продукт №:

LCK049

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично



Кюветни тестове LCK: минимални количества реактиви, максимална безопасност.

Предварително дозирани реактиви за максимална безопасност. Лесни за употреба и фотометрична оценка, опаковани в напълно окомплектована кутия. Щадящи околната среда благодарение на по-малкото количество химикали.

Прецизно и надеждно измерени стойности

Максимална безопасност за потребителите благодарение на затворената система и малките количества реактиви

Удобно и безгрешно дозиране на реактивите.

Етикет с баркод за автоматично разпознаване във фотометъра

Разграничаване между тестове и обхвати на измерване с помощта на цветно кодиране

Спецификации

Бр. тестове:	25
Измерване, диапазон:	1,6 – 30 mg/L PO ₄ -P
Инструмент:	DR3900, DR6000, DR1900
Метод, име:	Ванадат-молибдат
Описание:	Ортофосфат
Параметър:	Фосфат, орто
Платформа:	LCK
Условия на съхранение:	15 – 25°C