



Кюветен тест COD за проби с високи хлоридни натоварвания, 25 теста

Продукт №:

LCK1014

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично



Кюветни тестове LCK: минимални количества реактиви, максимална безопасност.

Обхват на измерване: 100 – 2000 mg/L O₂

Предварително дозирани реактиви за максимална безопасност. Лесни за употреба и фотометрична оценка, опаковани в напълно окомплектована кутия.

Официално одобрени за разрешените граници. Щадящи околната среда благодарение на по-малкото количество химикали.

Прецизно и надеждно измерени стойности

Максимална безопасност за потребителите благодарение на затворената система и малките количества реактиви

Удобно и безгрешно дозиране на реактивите.

Етикет с баркод за автоматично разпознаване във фотометъра

Разграничаване между тестове и обхвати на измерване с помощта на цветно кодиране

Спецификации

Truecal:	Да
Бр. тестове:	25
Измерване, диапазон:	100 – 2000 mg/L O ₂
Инструмент:	DR3900, DR6000, DR1900
Метод, име:	Дихромат
Описание:	Химична потребност от кислород
Параметър:	ХПК
Платформа:	LCK
Условия на съхранение:	15 – 25°C (защита от светлина)
Хидролиза, изисквана:	да