



Кюветен тест за кисели бани за отлагане на медни покрития 2-100 g/L Cu, 25 теста

Продукт №:

LCK229

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично



Кюветни тестове на Hach: минимални количества реактиви, максимална безопасност.

Предварително дозирани реактиви за максимална безопасност. Лесни за употреба и фотометрична оценка, опаковани в напълно окомплектована кутия. Щадящи околната среда благодарение на по-малкото количество химикали.

Спецификации

Бр. тестове:	25
Измерване, диапазон:	2 - 100 g/L Cu
Инструмент:	DR3900, DR6000, DR1900
Метод, име:	Присъщо за баня оцветяване
Описание:	Кисели бани за отлагане на медни покрития
Параметър:	Мед
Платформа:	LCK
Условия на съхранение:	15 - 25 °C