



Кюветен тест за фотометричен анализ на йод (МЕВАК), 25 теста

Продукт №:

LCK240

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично



Кюветни тестове на Hach: минимални количества реактиви, максимална безопасност.

За стойности на йод > 0,2

Спецификации

Бр. тестове:	25
Измерване, диапазон:	> 0,2
Инструмент:	DR6000
Метод, име:	Метод на МЕВАК
Описание:	аналогичен на метода на МЕВАК (Средноевропейска комисия за анализи в пивоварството)
Параметър:	Проба за фотометричен анализ на йод (PIS, от англ. Photometric Iodine sample)
Платформа:	LCK
Условия на съхранение:	15 - 25 °C